

Unidad principal con sensores táctiles

- **Temporizador:** Selecciona el tiempo deseado
- **Modo Masaje:** Selecciona el modo deseado
- **Vacío:** Vacía el aire de las prendas de masaje
- **On/Off:** Enciende o apaga la unidad principal
- **Intensidad de Masaje:** Selecciona el nivel deseado 80mmHg-240mmHg
- **Funcionamiento Pantalla:** Muestra de área en funcionamiento
- **Nivel Intensidad Masaje:** Nivel de intensidad en funcionamiento
- **Inicio/Parada:** Inicia o detiene la unidad principal



Unidad principal

Set 2 fundas masaje piernas y 2 extensores



Set 2 plantillas masaje pie shiatsu de 112 puntos



Cables y tubos conectores

SISTEMA DE PRESOTERAPIA PROFESIONAL DE 5 CANALES

MASSAGE energy®

PROFESIONAL PRESSOTHERAPY



El sistema de presoterapia Massage Energy es una técnica de renovación cómoda y natural por su sencillez, eficacia y coste.

¡SOLO 7 PASOS!



1. Poner el accesorio deseado




2. Conectar los tubos del accesorio al adaptador correspondiente



3. Presione el conector de los tubos a la máquina hasta que oiga un "clic"



4. Enchufe la máquina presione el botón "On/Off"



5. Seleccione el tiempo deseado y elija el programa que mas se adapte a sus necesidades



6. Regule la presión a su gusto



7. Presionar el botón "Start/Stop"

AVISO: No existen estudios científicos que avalen o confirmen que esta técnica garantice resultados permanentes y/o temporales.



El sistema de presoterapia Massage energy es un sistema eléctrico de compresión de **5 canales** que generan una presión positiva de forma ascendente. Incorpora **tres programas** diferentes que dan la posibilidad de usar la presoterapia según sus necesidades.

El sistema de presoterapia Massage energy es un sistema eléctrico de compresión de **5 canales** que generan una presión positiva de forma ascendente. Incorpora **tres programas** diferentes que dan la posibilidad de usar la presoterapia según sus necesidades.



Sequence: Drenaje que sirve para la eliminación de líquidos. Combate el exceso de grasa, celulitis y la hinchazón de la piel.

Circulatory: Activación de retorno apto para activar las piernas. Estimula la oxigenación de las piernas y tonifica los músculos.

Full Prog.: Masaje de relajación muscular. Genera una agradable sensación al relajar la musculatura.

5 Canales